

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS



PRODUTO DE USO ÚNICO
PRODUTO ESTÉRIL

Notificação ANVISA nº: 80746310011

INSTRUMENTO PARA IMPLANTE ORTOPEDICO

INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

Responsável Técnico: Maria Thereza Pereira Beker - 5062890730 CREA-SP | Aut. Func. ANVISA/MS: 8.07463-1



PAULO CESAR DA ROCHA NATALE – EPP
Rua João de Souza Coelho, 206 –
Pq. Via Norte Campinas / SP – CEP: 13065-703
CNPJ: 07.276.524/0001-59

Tel.: (19) 3245-2585
<https://techtoolsinstrumentais.com.br>
contato@techtoolsinstrumentais.com.br

1. ATENÇÃO

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS só deve ser utilizado por profissionais devidamente habilitados, e apenas para o fim a que se destinam. Antes de utilizar o produto, o profissional deve estudar cuidadosamente as recomendações, advertências e precauções indicadas nesta instrução de uso.

A Tech Tools não se responsabilizará por problemas gerados caso os produtos sejam utilizados de acordo com técnicas incorretas e/ou utilização combinada a produtos de terceiros, pois podem resultar no insucesso do procedimento, além de danos aos produtos.

Este produto é estéril e de uso único. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

Instrumentais bem conservados não significam apenas a proteção ao paciente, profissionais e auxiliares, mas também é condição essencial para um tratamento de sucesso.

2. USO PRETENDIDO E INDICAÇÃO DE USO

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS foi projetado destinado para ser utilizado durante as intervenções cirúrgicas em que são implantados dispositivos médicos. É composto por instrumentais de corte não articulado onde devem ser utilizados somente por profissional qualificado e devidamente treinado de acordo com as técnicas médicas disponíveis e apropriadas para a utilização.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS é fornecido individualmente alocado em papel grau cirúrgico selado (embalagem primária) e posteriormente embalado em embalagem de polietileno selado devidamente rotulado (embalagem secundária).

Esta embalagem possui um rótulo adesivado contendo informações para sua correta identificação como código, descrição, lote de fabricação, data de validade e outras pertinentes.

Os Instrumentais são fornecidos na condição estéril, através do método de esterilização Óxido de Etileno, conforme indicado no rótulo.

4. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS é fabricado em aço inoxidável conforme ASTM F899 / ASTM A276. O instrumental é fabricado com metais selecionados que atendem às designações das normas ASTM (American Society for Testing Materials). Os instrumentais fabricados pela Tech Tools são manufaturados em ligas metálicas cujos comportamentos e aplicações são conhecidas principalmente pela tolerância e ação quando utilizados em contato invasivo no corpo humano. O processo de fabricação preserva as propriedades do metal, a estabilidade, a resistência ao trabalho e à corrosão.

São produtos estéreis e de uso único, com seu reprocessamento não permitido.

5. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS é composto por instrumentais que não tem articulação onde devem ser utilizados somente por profissional qualificado e devidamente treinado de acordo com as técnicas médicas disponíveis e apropriadas para a utilização. A escolha dos instrumentais para cada etapa do procedimento cirúrgico é de responsabilidade do médico cirurgião que analisa a condição das estruturas ósseas do paciente e a técnica a ser adotada.

6. CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS deve ser retirado de sua embalagem apenas no momento de sua utilização, preferencialmente em campos estéreis para assegurar sua esterilidade.

Devem ser observadas as condições da embalagem. Caso haja qualquer violação da embalagem, o material deve ser deformado, claramente identificado como impróprio para uso e descartado de acordo com a legislação sanitária vigente.

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS, deve ser manipulado cuidadosamente, evitando batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser descartado. Nunca utilizar produtos danificados e com o prazo de validade vencido.

7. ADVERTÊNCIAS

O produto é fornecido estéril, esterilizado por óxido de etileno, de acordo com ISO 11135-1. Recomenda-se o uso único, sendo assim não é indicado seu reprocessamento. Depois de sua utilização sugere-se o descarte de acordo com a legislação sanitária vigente.

Remover o produto de sua embalagem somente no momento da utilização e manusear apenas em campos estéreis para assegurar a esterilidade do material.

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual e o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins exclusivos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento cirúrgico.

A combinação dos produtos da Tech Tools com os de outros fabricantes, pode apresentar diferenciação em material, em desenho ou qualidade. A utilização de instrumentos distintos pode acarretar riscos de uma fixação inadequada e outras complicações técnicas. Recomenda-se o uso único, e depois de seu uso deva ser descartado de acordo com a legislação sanitária vigente.

É responsabilidade do hospital conhecer os procedimentos e cuidados adequados para manutenção dos produtos.

8. PRECAUÇÕES

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS serve exclusivamente para auxílio médico, e nunca será parte integrante dos implantes quanto à permanência no corpo após o procedimento.

Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliado.

Este produto deve ser utilizado por profissional capacitado, conhecedor da técnica cirúrgica. A escolha da variação dimensional do produto é de responsabilidade do cirurgião devendo esta ser apropriada ao procedimento cirúrgico.

O produto é fornecido estéril e a embalagem deve ser inspecionada antes de ser aberta e se estiver comprometida, o produto não deve ser usado. Este produto é de uso único.

Não permitir que pessoas não autorizadas manipulem ou realizem procedimentos com os materiais ou produtos em questão.

9. CONTRA-INDICAÇÕES E EVENTOS ADVERSOS

É extremamente importante a aplicação do instrumental de acordo com as recomendações do fabricante. A não observação das reais necessidades do paciente bem como a não realização de exames necessários e um adequado planejamento do caso poderá levar ao insucesso do procedimento e a exposição do paciente a injúrias desnecessárias tais como lesões e infecções.

10. VALIDADE / LOTE / RASTREABILIDADE

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS é fornecido estéril, destinando-se a utilização antes da data de validade indicada no rótulo da embalagem do produto. São produtos estéreis e de uso único, com seu reprocessamento não permitido. A rastreabilidade do produto é garantida pelo número de lote indicado no rótulo da embalagem do produto e nas etiquetas para prontuário. A Tech Tools recomenda,

para uma maior segurança do profissional e paciente, que os números de lote sejam identificados e registrados de maneira apropriada pelo profissional, de forma a cumprir com as exigências da legislação nacional e a política de garantia da Tech Tools.

11. ARMAZENAMENTO

O INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS deve ser armazenado em sua embalagem original lacrada, em local seco e fresco. Evitar exposição das embalagens ao sol, intempéries, próximas a lâmpadas. O armazenamento do produto é considerado seguro e efetivo a temperatura máxima de 40°C e umidade de até 85%. Não é recomendado armazenar a embalagem em prateleiras altas ou locais propícios a quedas, batidas ou qualquer tipo de choque mecânico. Estes cuidados são importantes para manter a integridade do produto e legibilidade das informações dos rótulos durante o seu armazenamento. Não utilize produtos cujas embalagens estejam danificadas, descaracterizadas, violadas ou que tenham as informações dos rótulos como código, data de validade ou lote não legíveis.

12. TRANSPORTE

Durante o transporte, todas as condições de armazenamento devem ser seguidas para se impedir qualquer dano à embalagem do produto. Devem-se evitar objetos pesados ou pontiagudos sobre a embalagem, além dos cuidados no manuseio para se evitar amassamentos, dobras ou quedas das embalagens.

13. DESCARTE

Os instrumentais que apresentam defeitos ou já utilizados devem ser descartados. A Tech Tools recomenda, como prevenção de uso indevido de instrumental já utilizado, que sejam destruídos e descartados de acordo com a legislação vigente. Deve a instituição hospitalar descaracterizar o produto e descartá-lo, conforme legislação sanitária vigente.

14. RECLAMAÇÕES

Qualquer profissional da saúde que deseje efetuar uma reclamação ou possua algum motivo de insatisfação relativamente à qualidade do produto, à sua durabilidade, à sua viabilidade, à sua segurança, à sua eficácia e/ou ao seu desempenho, deverá reportar à Tech Tools.

A Tech Tools deverá ser alertada para tal fato, de imediato, por telefone ou e-mail. Para qualquer reclamação, queira indicar o nome e a referência, bem como o número do lote do (ou dos) dispositivo (s) em questão, o seu nome e endereço, a natureza da sua reclamação.

Para qualquer devolução de dispositivos, quando necessário, estes deverão ser acompanhados por um certificado garantindo que eles foram previamente lavados, desinfetados e esterilizados.

A Tech Tools cumpre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Caso necessite de mais informações e/ou sobre a gama de dispositivos fabricados pela Tech Tools, entrar em contato com serviço de atendimento de clientes da Tech Tools ou ao seu distribuidor.

16. GUIA PARA ACESSO DAS INSTRUÇÕES DE USO (IFU)

As Instruções de Uso (IFU) para este produto estão disponíveis eletronicamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. A Tech Tools recomenda sempre consultar a IFU mais atualizada no <https://techttoolsinstrumentais.com.br/> antes de realizar os procedimentos.

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

Para encontrar a IFU correspondente ao produto na sua versão mais atualizada (arquivo eletrônico em formato PDF), localize o produto ou número da IFU localizado no rótulo da embalagem externa, e faça a pesquisa no website indicado acima. Para visualizar o documento, é necessário um leitor de PDF, como o Adobe Reader. Faça o download gratuitamente através das orientações fornecidas pelo website.

Se você tiver dificuldades em acessar os documentos ou quiser solicitar uma cópia impressa sem custo extra, entre em contato conosco através do telefone (19) 3245-2585 e/ou e-mail contato@techtoolsinstrumentais.com.br. Você receberá a cópia impressa em até 7 dias úteis.

17. LISTA DE MODELOS E CÓDIGOS COMERCIAIS

BROCA 0,8 X 70MM, COD: 10.1000.070	BROCA 1,0 X 70MM, COD: 10.1001.070	BROCA 1,1 X 70MM, COD: 10.1002.070	BROCA 1,5 X.110MM, COD: 10.1003.110
BROCA 1,5 X 150MM, COD: 10.1004.150	BROCA 2,0 X 150MM, COD: 10.1005.150	BROCA 2,5 X 150MM, COD: 10.1006.150	BROCA 2,7 X 150MM, COD: 10.1007.150
BROCA 3,0 X 150MM, COD: 10.1008.150	BROCA 3,2 X 150MM, COD: 10.1009.150	BROCA 3,5 X 150MM, COD: 10.1010.150	BROCA 4,0 X 150MM, COD: 10.1011.150
BROCA 4,5 X 150MM, COD: 10.1012.150	BROCA 5,0 X 150MM, COD: 10.1013.150	BROCA 5,5 X 150MM, COD: 10.1014.150	BROCA 6,0 X 150MM, COD: 10.1015.150
BROCA 2,5 X 200MM, COD: 10.1016.200	BROCA 2,7 X 200MM, COD: 10.1017.200	BROCA 3,0 X 200MM, COD: 10.1018.200	BROCA 3,2 X 200MM, COD: 10.1019.200
BROCA 3,5 X 200MM, COD: 10.1020.200	BROCA 4,0 X 200MM, COD: 10.1021.200	BROCA 4,5 X 200MM, COD: 10.1022.200	BROCA 6,0 X 200MM, COD: 10.1023.200
BROCA 5,5 X 200MM, COD: 10.1024.200	BROCA 6,0 X 200MM, COD: 10.1025.200	BROCA 2,5 X 250MM, COD: 10.1026.250	BROCA 2,7 X 250MM, COD: 10.1027.250
BROCA 3,0 X 250MM, COD: 10.1028.250	BROCA 3,2 X 250MM, COD: 10.1029.250	BROCA 3,5 X 250MM, COD: 10.1030.250	BROCA 4,0 X 250MM, COD: 10.1031.250
BROCA 4,5 X 250MM, COD: 10.1032.250	BROCA 5,0 X 250MM, COD: 10.1033.250	BROCA 5,5 X 250MM, COD: 10.1034.250	BROCA 6,0 X 250MM, COD: 10.1035.250
BROCA 2,5 X 300MM, COD: 10.1036.300	BROCA 2,7 X 300MM, COD: 10.1037.300	BROCA 3,0 X 300MM, COD: 10.1038.300	BROCA 3,2 X 300MM, COD: 10.1039.300
BROCA 3,5 X 300MM, COD: 10.1040.300	BROCA 3,8 X300MM, COD: 10.1041.300	BROCA 4,0 X 300MM, COD: 10.1042.300	BROCA 4,5 X 300MM, COD: 10.1043.300
BROCA 4,8 X 300MM, COD: 10.1044.300	BROCA 5,0 X 300MM, COD: 10.1045.300	BROCA 5,5 X 300MM, COD: 10.1046.300	BROCA 6,0 X 300MM, COD: 10.1047.300
BROCA 2,5 X 350MM, COD: 10.1048.350	BROCA 2,7 X 350MM, COD: 10.1049.350	BROCA 3,0 X 350MM, COD: 10.1050.350	BROCA 3,2 X 350MM, COD: 10.1051.350
BROCA 3,5 X 350MM, COD: 10.1052.350	BROCA 3,8 X 350MM, COD: 10.1053.350	BROCA 4,0 X 350MM, COD: 10.1054.350	BROCA 4,5 X 350MM, COD: 10.1055.350
BROCA 4,8 X 350MM, COD: 10.1056.350	BROCA 5,0 X 350MM, COD: 10.1057.350	BROCA 5,5 X 350MM, COD: 10.1058.350	BROCA 6,0 X 350MM, COD: 10.1059.350
BROCA 6,4 X 200MM, COD: 10.1060.200	BROCA 9,4 X 200MM, COD: 10.1061.200	BROCA 9,5 X 200MM, COD: 10.1062.200	BROCA 5,0 X 340 X 60MM, COD: 10.1063.340
BROCA 4,2 X 230 X 15MM, COD: 10.1064.230	BROCA CANULADA 4,5 X 200 X 2,2MM, COD: 10.1065.200	BROCA CANULADA 4,8 X 200 X 2,2MM, COD: 10.1066.200	BROCA CANULADA 4,0 X 200 X 2,2MM, COD: 10.1067.200
BROCA CANULADA 4,5 X 200 X 2,5MM, COD: 10.1068.200	BROCA FLEXÍVEL 2,5 X 190MM, COD: 10.1069.190	BROCA FLEXÍVEL 3,2 X 190MM, COD: 10.1070.190	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 50 MM ENGATE J, COD: 10.2000.11
BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 55 MM ENGATE J, COD: 10.2001.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 60 MM ENGATE J, COD: 10.2002.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 65 MM ENGATE J, COD: 10.2003.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 70 MM ENGATE J, COD: 10.2004.11
BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 75 MM ENGATE J, COD: 10.2005.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 80 MM ENGATE J, COD: 10.2006.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 85 MM ENGATE J, COD: 10.2007.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 90 MM ENGATE J, COD: 10.2008.11
BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 95 MM ENGATE J, COD: 10.2009.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 100 MM ENGATE J, COD: 10.2010.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO 105 MM ENGATE J, COD: 10.2011.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 4 MM X COMPRIMENTO.110 MM ENGATE J, COD: 10.2012.11
BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 50 MM ENGATE J, COD: 10.2013.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 55 MM ENGATE J, COD: 10.2014.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 60 MM ENGATE J, COD: 10.2015.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 65 MM ENGATE J, COD: 10.2016.11
BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 70 MM ENGATE J, COD: 10.2017.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 75 MM ENGATE J, COD: 10.2018.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 80 MM ENGATE J, COD: 10.2019.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 85 MM ENGATE J, COD: 10.2020.11
BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 90 MM ENGATE J, COD: 10.2021.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 95 MM ENGATE J, COD: 10.2022.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 100 MM ENGATE J, COD: 10.2023.11	BROCA Ø 1,1 X STOP 5 MM X COMPRIMENTO 105 MM ENGATE J, COD: 10.2024.11

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

BROCA Ø 1,6 X STOP 18 MM X COMPRIMENTO 120 MMENGATE MID, COD: 10.3149.16	BROCA Ø 1,6 X STOP 20 MM X COMPRIMENTO 120 MMENGATE MID, COD: 10.3150.16	BROCA Ø 1,6 X STOP 22 MM X COMPRIMENTO 120 MMENGATE MID, COD: 10.3151.16	FRESA FLEX.8,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3000.315
FRESA FLEX.8,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3001.315	FRESA FLEX.9,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3002.315	FRESA FLEX.9,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3003.315	FRESA FLEX.10,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3004.315
FRESA FLEX.10,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3005.315	FRESA FLEX.11,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3006.315	FRESA FLEX.11,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3007.315	FRESA FLEX.12,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3008.315
FRESA FLEX.12,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3009.315	FRESA FLEX.13,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3010.315	FRESA FLEX.13,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3011.315	FRESA FLEX.14,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3012.315
FRESA FLEX.14,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3013.315	FRESA FLEX.15,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3014.315	FRESA FLEX.15,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3015.315	FRESA FLEX.16,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3016.315
FRESA FLEX.16,5 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3017.315	FRESA FLEX.17,0 X 315 X F.2,7MM, COD: 20.3018.315	FRESA FLEX.8,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3019.315	FRESA FLEX.8,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3020.315
FRESA FLEX.9,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3021.315	FRESA FLEX.9,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3022.315	FRESA FLEX.10,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3023.315	FRESA FLEX.10,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3024.315
FRESA FLEX.11,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3025.315	FRESA FLEX.11,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3026.315	FRESA FLEX.12,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3027.315	FRESA FLEX.12,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3028.315
FRESA FLEX.13,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3029.315	FRESA FLEX.13,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3030.315	FRESA FLEX.14,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3031.315	FRESA FLEX.14,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3032.315
FRESA FLEX.15,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3033.315	FRESA FLEX.15,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3034.315	FRESA FLEX.16,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3035.315	FRESA FLEX.16,5 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3036.315
FRESA FLEX.17,0 X 315 X F.3,2MM, COD: 20.3037.315	FRESA FLEX.8,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3038.250	FRESA FLEX.8,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3039.250	FRESA FLEX.9,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3040.250
FRESA FLEX.9,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3041.250	FRESA FLEX.10,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3042.250	FRESA FLEX.10,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3043.250	FRESA FLEX.11,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3044.250
FRESA FLEX.11,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3045.250	FRESA FLEX.12,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3046.250	FRESA FLEX.12,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3047.250	FRESA FLEX.13,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3048.250
FRESA FLEX.13,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3049.250	FRESA FLEX.14,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3050.250	FRESA FLEX.14,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3051.250	FRESA FLEX.15,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3052.250
FRESA FLEX.15,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3053.250	FRESA FLEX.16,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3054.250	FRESA FLEX.16,5 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3055.250	FRESA FLEX.17,0 X 250 X F.3,2MM, COD: 20.3056.250
FRESA FLEX.8,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3057.250	FRESA FLEX.8,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3058.250	FRESA FLEX.9,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3059.250	FRESA FLEX.9,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3060.250
FRESA FLEX.10,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3061.250	FRESA FLEX.10,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3062.250	FRESA FLEX.11,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3063.250	FRESA FLEX.11,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3064.250
FRESA FLEX.12,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3065.250	FRESA FLEX.12,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3066.250	FRESA FLEX.13,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3067.250	FRESA FLEX.13,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3068.250
FRESA FLEX.14,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3069.250	FRESA FLEX.14,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3070.250	FRESA FLEX.15,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3071.250	FRESA FLEX.15,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3072.250
FRESA FLEX.16,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3073.250	FRESA FLEX.16,5 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3074.250	FRESA FLEX.17,0 X 250 X F.2,7MM, COD: 20.3075.250	FRESA FLEX.8,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3076.350
FRESA FLEX.8,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3077.350	FRESA FLEX.9,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3078.350	FRESA FLEX.9,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3079.350	FRESA FLEX.10,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3080.350
FRESA FLEX.10,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3081.350	FRESA FLEX.11,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3082.350	FRESA FLEX.11,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3083.350	FRESA FLEX.12,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3084.350
FRESA FLEX.12,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3085.350	FRESA FLEX.13,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3086.350	FRESA FLEX.13,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3087.350	FRESA FLEX.14,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3088.350
FRESA FLEX.14,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3089.350	FRESA FLEX.15,0 X 350X F.2,7MM, COD: 20.3090.350	FRESA FLEX.15,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3091.350	FRESA FLEX.16,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3092.350
FRESA FLEX.16,5 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3093.350	FRESA FLEX.17,0 X 350 X F.2,7MM, COD: 20.3094.350	FRESA FLEX.8,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3095.350	FRESA FLEX.8,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3096.350
FRESA FLEX.9,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3097.350	FRESA FLEX.9,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3098.350	FRESA FLEX.10,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3099.350	FRESA FLEX.10,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3100.350
FRESA FLEX.11,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3101.350	FRESA FLEX.11,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3102.350	FRESA FLEX.12,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3103.350	FRESA FLEX.12,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3104.350
FRESA FLEX.13,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3105.350	FRESA FLEX.13,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3106.350	FRESA FLEX.14,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3107.350	FRESA FLEX.14,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3108.350
FRESA FLEX.15,0 X 350X F.3,2MM, COD: 20.3109.350	FRESA FLEX.15,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3110.350	FRESA FLEX.16,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3111.350	FRESA FLEX.16,5 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3112.350
FRESA FLEX.17,0 X 350 X F.3,2MM, COD: 20.3113.350	FRESA FLEX.8,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3114.440	FRESA FLEX.8,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3115.440	FRESA FLEX.9,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3116.440
FRESA FLEX.9,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3117.440	FRESA FLEX.10,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3118.440	FRESA FLEX.10,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3119.440	FRESA FLEX.11,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3120.440
FRESA FLEX.11,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3121.440	FRESA FLEX.12,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3122.440	FRESA FLEX.12,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3123.440	FRESA FLEX.13,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3124.440
FRESA FLEX.13,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3125.440	FRESA FLEX.14,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3126.440	FRESA FLEX.14,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3127.440	FRESA FLEX.15,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3128.440
FRESA FLEX.15,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3129.440	FRESA FLEX.16,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3130.440	FRESA FLEX.16,5 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3131.440	FRESA FLEX.17,0 X 440 X F.3,2MM, COD: 20.3132.440

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

FRESA CILINDRICA CORTANTE 1,0 X 70MM, COD: 20.4000.70	FRESA CILINDRICA CORTANTE 1,5 X 70MM, COD: 20.4001.70	FRESA CILINDRICA CORTANTE 2,0 X 70MM, COD: 20.4002.70	FRESA CILINDRICA CORTANTE 2,4 X 70MM, COD: 20.4003.70
FRESA CILINDRICA CORTANTE 3,0 X 70MM, COD: 20.4004.70	FRESA CILINDRICA CORTANTE 4,0 X 70MM, COD: 20.4005.70	FRESA CILINDRICA CORTANTE 5,0 X 70MM, COD: 20.4006.70	FRESA CILINDRICA CORTANTE 6,0 X 70MM, COD: 20.4007.70
FRESA CILINDRICA CORTANTE 6,5 X 70MM, COD: 20.4008.70	FRESA CILINDRICA CORTANTE 10 X 89MM, COD: 20.4009.89	FRESA CILINDRICA CORTANTE 15 X 89MM, COD: 20.4010.89	FRESA CILINDRICA CORTANTE 20 X 89MM, COD: 20.4011.89
FRESA CANULADA 5,0 X 200MM, COD: 20.7000.200	FRESA CANULADA 6,0 X 200MM, COD: 20.7001.200	FRESA CANULADA 7,0 X 200MM, COD: 20.7002.200	FRESA CANULADA 8,0 X 200MM, COD: 20.7003.200
FRESA CANULADA 9,0 X 200MM, COD: 20.7004.200	FRESA CANULADA 10,0 X 200MM, COD: 20.7005.200	FRESA CANULADA 11,0 X 200MM, COD: 20.7006.200	FRESA CANULADA 12,0 X 200MM, COD: 20.7007.200
FRESA CANULADA 13,0 X 200MM, COD: 20.7008.200	FRESA CANULADA 14,0 X 200MM, COD: 20.7009.200	FRESA CANULADA 15,0 X 200MM, COD: 20.7010.200	FRESA CANULADA 11,5 X 250 X FURO 3,2MM - CABO T, COD: 20.7011.250
FRESA CANULADA 6,5 X 350 X FURO 3,0MM COM STOP, COD: 20.7012.350	FRESA CANULADA 7,0 X 400 X FURO 3,2MM - CABO T, COD: 20.7013.400	FRESA CANULADA 15,0 X 400 X FURO 3,2MM - CABO T, COD: 20.7014.400	FRESA AUTOMÁTICA SMITH ADULTO, COD: 20.7015.001
FRESA AUTOMÁTICA SMITH INFANTIL, COD: 20.7016.002	FRESA DHS, COD: 20.7017.001	FRESA DCS, COD: 20.7018.002	FRESA HUDSON OVAL 9,0MM, COD: 20.7019.009
FRESA HUDSON OVAL 14,0MM, COD: 20.7020.014	FRESA HUDSON CILÍNDRICA 14,0MM, COD: 20.7021.014	FRESA HUDSON CILÍNDRICA 16,0MM, COD: 20.7022.016	FRESA HUDSON CILÍNDRICA 18,0MM, COD: 20.7023.018
FRESA HUDSON CILÍNDRICA 20,0MM, COD: 20.7024.020	FRESA HUDSON CILÍNDRICA 22,0MM, COD: 20.7025.022	FRESA MACKENZIE 13MM, COD: 20.7026.013	FRESA LISA DE CUSHING 9,0MM, COD: 20.7027.009
FRESA LISA DE CUSHING 13,0MM, COD: 20.7028.013	FRESA RÍGIDA CABO "T", COD: 20.7029.001	BROCA 2,8 MM X 165 MM, COD: 10.1071.165	BROCA 4,3MM X 221 MM, COD: 10.1072.221
BROCA 1,5 MM X 70 MM, COD: 10.1073.70	BROCA 1,5 MM X 100 MM, COD: 10.1074.100	BROCA 1,5 MM X 115 MM, COD: 10.1075.115	BROCA 1,5 MM X 125 MM, COD: 10.1076.125
BROCA 2,5 MM X 165 MM, COD: 10.1077.165	BROCA 3,2 MM X 195MM, COD: 10.1078.195	BROCA 3,5 MM X 190 MM, COD: 10.1079.190	BROCA 3,7 MM X 280MM, COD: 10.1080.280
BROCA 4,5 MM X 195 MM, COD: 10.1081.280	BROCA 4,7 MM X 280 MM, COD: 10.1082.100	BROCA DE PERFURAÇÃO DE CRÂNIO ENGATE MAC, COD: 10.1083.001	BROCA DE PERFURAÇÃO DE CRÂNIO ENGATE MID, COD: 10.1084.002
BROCA DE PERFURAÇÃO DE CRÂNIO ENGATE MED, COD: 10.1085.003	BROCA 0,8 MM X 70 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1086.070	BROCA 1,0 MM X 70 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1087.070	BROCA 1,1 MM X 70 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1088.070
BROCA 1,5 MM X 70 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1089.070	BROCA 1,5 MM X 110 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1090.110	BROCA 1,5 MM X 115 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1091.115	BROCA 1,5 MM X 125MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1092.125
BROCA 1,5 MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1093.150	BROCA 2,0 MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1094.150	BROCA 2,5MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1095.150	BROCA 2,7 MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1096.150
BROCA 3,0MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1097.150	BROCA 3,2MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1098.150	BROCA 3,5MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1099.150	BROCA 4,0MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1100.150
BROCA 4,5MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1101.150	BROCA 5,0MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1102.150	BROCA 5,5MM X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1103.150	BROCA 6,0M X 150 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1104.150
BROCA 2,5M X 165 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1105.165	BROCA 2,8M X 165 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1106.165	BROCA 3,5M X 190 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1107.190	BROCA 3,2 MM X 195 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1108.195
BROCA 4,5MM X 195 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1109.195	BROCA 2,5 MM X 200 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1110.200	BROCA 2,7MM X 200 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1111.200	BROCA 3,0MM X 200MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1112.200
BROCA 3,2MM X 200 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1113.200	BROCA 3,5MM X 200 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1114.200	BROCA 4,0MM X 200MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1115.200	BROCA 4,5MM X 200 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1116.200
BROCA 5,0MM X 200MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1117.200	BROCA 5,5MM X 200 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1118.200	BROCA 6,0MM X 200 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1119.200	BROCA 4,3M X 221MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1120.221
BROCA 2,5 MM X 250 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1121.250	BROCA 2,7MM X 250MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1122.250	BROCA 3,0MM X 250MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1123.250	BROCA 3,2MM X 250 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1124.250
BROCA 3,5MM X 250 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1125.250	BROCA 4,0MM X 250MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1126.250	BROCA 4,5MM X 250 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1127.250	BROCA 5,0MM X 250MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1128.250
BROCA 5,5MM X 250 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1129.250	BROCA 6,0MM X 250 MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1130.250	BROCA 3,7M X 280MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1131.280	BROCA 4,7M X 280MM COM ENGATE RÁPIDO, COD: 10.1132.280

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

FRESA CILINDRICA CORTANTE 6,5 X 125 MM ENGATE MID, COD: 20.4322.125	FRESA CILINDRICA CORTANTE 1,0 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4323.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 1,5 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4324.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 2,0 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4325.130
FRESA CILINDRICA CORTANTE 2,4 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4326.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 2,5 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4327.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 3,0 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4328.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 3,5 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4329.130
FRESA CILINDRICA CORTANTE 4,0 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4330.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 4,5 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4331.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 5,0 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4332.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 5,5 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4333.130
FRESA CILINDRICA CORTANTE 6,0 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4334.130	FRESA CILINDRICA CORTANTE 6,5 X.130 MM ENGATE MID, COD: 20.4335.130	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 70 MM ENGATE MED, COD: 20.4609.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 70 MM ENGATE MID, COD: 20.4610.070
FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 70 MM ENGATE MAC, COD: 20.4611.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 90 MM ENGATE MED, COD: 20.4612.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 90 MM ENGATE MID, COD: 20.4613.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 90 MM ENGATE MAC, COD: 20.4614.090
FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 100 MM ENGATE MED, COD: 20.4615.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 100 MM ENGATE MID, COD: 20.4616.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 100 MM ENGATE MAC, COD: 20.4617.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 120 MM ENGATE MED, COD: 20.4618.120
FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 120 MM ENGATE MID, COD: 20.4619.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,0 X 120 MM ENGATE MAC, COD: 20.4620.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 70 MM ENGATE MED, COD: 20.4621.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 70 MM ENGATE MID, COD: 20.4622.070
FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 70 MM ENGATE MAC, COD: 20.4623.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 90 MM ENGATE MED, COD: 20.4624.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 90 MM ENGATE MID, COD: 20.4625.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 90 MM ENGATE MAC, COD: 20.4626.090
FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 100 MM ENGATE MED, COD: 20.4627.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 100 MM ENGATE MID, COD: 20.4628.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 100 MM ENGATE MAC, COD: 20.4629.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 120 MM ENGATE MED, COD: 20.4630.120
FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5 X 120 MM ENGATE MID, COD: 20.4631.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 4,5X 120 MM ENGATE MAC, COD: 20.4632.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 70 MM ENGATE MED, COD: 20.4633.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 70 MM ENGATE MID, COD: 20.4634.070
FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 70 MM ENGATE MAC, COD: 20.4635.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 90 MM ENGATE MED, COD: 20.4636.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 90 MM ENGATE MID, COD: 20.4637.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 90 MM ENGATE MAC, COD: 20.4638.090
FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 100 MM ENGATE MED, COD: 20.4639.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0X 100 MM ENGATE MID, COD: 20.4640.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 100 MM ENGATE MAC, COD: 20.4641.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 120 MM ENGATE MED, COD: 20.4642.120
FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 120 MM ENGATE MID, COD: 20.4643.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,0 X 120 MM ENGATE MAC, COD: 20.4644.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 70 MM ENGATE MED, COD: 20.4645.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 70 MM ENGATE MID, COD: 20.4646.070
FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 70 MM ENGATE MAC, COD: 20.4647.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 90 MM ENGATE MED, COD: 20.4648.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 90 MM ENGATE MID, COD: 20.4649.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 90 MM ENGATE MAC, COD: 20.4650.090
FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 100 MM ENGATE MED, COD: 20.4651.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 100 MM ENGATE MID, COD: 20.4652.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 100 MM ENGATE MAC, COD: 20.4653.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 120 MM ENGATE MED, COD: 20.4654.120
FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 120 MM ENGATE MID, COD: 20.4655.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 5,5 X 120 MM ENGATE MAC, COD: 20.4656.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 70 MM ENGATE MED, COD: 20.4657.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 70 MM ENGATE MID, COD: 20.4658.070
FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 70 MM ENGATE MAC, COD: 20.4659.070	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 90 MM ENGATE MED, COD: 20.4660.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 90 MM ENGATE MID, COD: 20.4661.090	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 90 MM ENGATE MAC, COD: 20.4662.090
FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 100 MM ENGATE MED, COD: 20.4663.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 100 MM ENGATE MID, COD: 20.4664.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 100 MM ENGATE MAC, COD: 20.4665.100	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 120 MM ENGATE MED, COD: 20.4666.120
FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 120 MM ENGATE MID, COD: 20.4667.120	FRESA OBLONGA CORTANTE 6,0 X 120 MM ENGATE MAC, COD: 20.4668.120	BROCA FLEXÍVEL 2,5 X 190 MM, COD: 20.4669.190	BROCA FLEXÍVEL 3,0 X 190 MM, COD: 20.4670.190
BROCA FLEXÍVEL 3,2 X 190 MM, COD: 20.4671.190	BROCA FLEXÍVEL 3,5 X 190 MM, COD: 20.4672.190	BROCA FLEXÍVEL 4,0 X 190 MM, COD: 20.4673.190	BROCA FLEXÍVEL 4,5 X 190 MM, COD: 20.4674.190
FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA 9,0 MM, COD: 20.4675.009	FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA 10,0 MM, COD: 20.4676.010	FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA.11,0 MM, COD: 20.4677.011	FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA 12 MM, COD: 20.4678.012
FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA.13,0 MM, COD: 20.4679.013	FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA 14,0 MM, COD: 20.4680.014	FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA 15 MM, COD: 20.4681.015	FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA.16,0 MM, COD: 20.4682.016
FRESA INTRAMEDULAR CÔNICA 17 MM, COD: 20.4683.017	BROCA CANULADA 4,0 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4684.200	BROCA CANULADA 4,5X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4685.200	BROCA CANULADA 5,0 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4686.200

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

BROCA CANULADA 5,5 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4687.200	BROCA CANULADA 6,0 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4688.200	BROCA CANULADA 6,5 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4689.200	BROCA CANULADA 7,0 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4690.200
BROCA CANULADA 7,5 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4691.200	BROCA CANULADA 8,0 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4692.200	BROCA CANULADA 8,5X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4693.200	BROCA CANULADA 9,0 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4694.200
BROCA CANULADA 9,5 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4695.200	BROCA CANULADA 10,0 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4696.200	BROCA CANULADA 10,5X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4697.200	BROCA CANULADA.11,0 X 200 MM COM FURO 2,7 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4698.200
BROCA CANULADA 4,0 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4699.200	BROCA CANULADA 4,5X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4700.200	BROCA CANULADA 5,0 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4701.200	BROCA CANULADA 5,5 X 200 MM COM FURO 3,2MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4702.200
BROCA CANULADA 6,0 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4703.200	BROCA CANULADA 6,5 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4704.200	BROCA CANULADA 7,0 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4705.200	BROCA CANULADA 7,5 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4706.200
BROCA CANULADA 8,0 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4711.200	BROCA CANULADA 8,5 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4708.200	BROCA CANULADA 9,0X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4709.200	BROCA CANULADA 9,5X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4710.200
BROCA CANULADA 10,0 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4711.200	BROCA CANULADA 10,5 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4712.200	BROCA CANULADA.11,0 X 200 MM COM FURO 3,2 MM ENGATE TRIANGULO, COD: 20.4713.200	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 480 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4714.480
FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 480 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4715.480	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 490 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4716.490	FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 490 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4717.490	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 500 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4718.500
FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 500 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4719.500	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 520 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4720.520	FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 520 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4721.520	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 530 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4722.530
FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 530 MM COM FURO 2,7 MM, COD: 20.4723.530	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 480 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4724.480	FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 480 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4725.480	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 490 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4726.490
FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 490 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4727.490	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 500 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4728.500	FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 500 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4729.500	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 520 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4730.520
FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 520 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4731.520	FRESA FLEXÍVEL 7,0 X 530 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4732.530	FRESA FLEXÍVEL 7,5 X 530 MM COM FURO 3,2 MM, COD: 20.4733.530	BROCA 1,5 MM X 80 MM, COD: 10.11056.15
BROCA 1,5 MM X 90 MM, COD: 10.11057.15	BROCA 1,5 MM X 110 MM, COD: 10.11058.15	BROCA 1,5 MM X 120 MM, COD: 10.11059.15	BROCA 1,5 MM X 130 MM, COD: 10.11060.15
BROCA 1,5 MM X 140 MM, COD: 10.11061.15	BROCA 1,8 MM X 70 MM, COD: 10.11062.18	BROCA 1,8 MM X 80 MM, COD: 10.11063.18	BROCA 1,8 MM X 90 MM, COD: 10.11064.18
BROCA 1,8 MM X 100 MM, COD: 10.11065.18	BROCA 1,8 MM X 110 MM, COD: 10.11066.18	BROCA 1,8 MM X 120 MM, COD: 10.11067.18	BROCA 1,8 MM X 130 MM, COD: 10.11068.18
BROCA 1,8 MM X 140 MM, COD: 10.11069.18	BROCA 1,8 MM X 150 MM, COD: 10.11070.18	BROCA 1,8 MM X 160 MM, COD: 10.11071.18	BROCA 2,5 MM X 70 MM, COD: 10.11072.25
BROCA 2,5 MM X 80 MM, COD: 10.11073.25	BROCA 2,5 MM X 90 MM, COD: 10.11074.25	BROCA 2,5 MM X 100 MM, COD: 10.11075.25	BROCA 2,5 MM X 100 MM, COD: 10.11076.25
BROCA 2,5 MM X 110 MM, COD: 10.11077.25	BROCA 2,5 MM X 120 MM, COD: 10.11078.25	BROCA 2,5 MM X 130 MM, COD: 10.11079.25	BROCA 2,5 MM X 140 MM, COD: 10.11080.25
BROCA 2,5 MM X 160 MM, COD: 10.11081.25	BROCA 2,5 MM X 170 MM, COD: 10.11082.25	BROCA 2,5 MM X 180 MM, COD: 10.11083.25	BROCA 2,8 MM X 70 MM, COD: 10.11084.28
BROCA 2,8 MM X 80 MM, COD: 10.11085.28	BROCA 2,8 MM X 90 MM, COD: 10.11086.28	BROCA 2,8 MM X 100 MM, COD: 10.11087.28	BROCA 2,8 MM X 110 MM, COD: 10.11088.28
BROCA 2,8 MM X 120 MM, COD: 10.11089.28	BROCA 2,8 MM X 130 MM, COD: 10.11090.28	BROCA 2,8 MM X 140 MM, COD: 10.11091.28	BROCA 2,8 MM X 150 MM, COD: 10.11092.28
BROCA 2,8 MM X 160 MM, COD: 10.11093.28	BROCA 2,8 MM X 170 MM, COD: 10.11094.28	BROCA 2,8 MM X 180 MM, COD: 10.11095.28	BROCA 3,2 MM X 70MM, COD: 10.11096.32
BROCA 3,2 MM X 80MM, COD: 10.11097.32	BROCA 3,2 MM X 90MM, COD: 10.11098.32	BROCA 3,2 MM X 100MM, COD: 10.11099.32	BROCA 3,2 MM X 110MM, COD: 10.11100.32
BROCA 3,2 MM X 120MM, COD: 10.11101.32	BROCA 3,2 MM X 130MM, COD: 10.11102.32	BROCA 3,2 MM X 140MM, COD: 10.11103.32	BROCA 3,2 MM X 160MM, COD: 10.11104.32
BROCA 3,2 MM X 170MM, COD: 10.11105.32	BROCA 3,2 MM X 180MM, COD: 10.11106.32	BROCA 3,2 MM X 190MM, COD: 10.11107.32	BROCA 3,2 MM X 210MM, COD: 10.11108.32
BROCA 3,5 MM X 70 MM, COD: 10.11109.35	BROCA 3,5 MM X 80 MM, COD: 10.11110.35	BROCA 3,5 MM X 90 MM, COD: 10.11111.35	BROCA 3,5 MM X 100 MM, COD: 10.11112.35
BROCA 3,5 MM X 110 MM, COD: 10.11113.35	BROCA 3,5 MM X 120 MM, COD: 10.11114.35	BROCA 3,5 MM X 130 MM, COD: 10.11115.35	BROCA 3,5 MM X 140 MM, COD: 10.11116.35
BROCA 3,5 MM X 160 MM, COD: 10.11117.35	BROCA 3,5 MM X 170 MM, COD: 10.11118.35	BROCA 3,5 MM X 180 MM, COD: 10.11119.35	BROCA 3,5 MM X 210 MM, COD: 10.11226.35
BROCA 3,5 MM X 220 MM, COD: 10.11227.35	BROCA 3,7 MM X 70MM, COD: 10.11120.37	BROCA 3,7 MM X 80MM, COD: 10.11121.37	BROCA 3,7 MM X 90MM, COD: 10.11122.37

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

BROCA 3,7 MM X 100MM, COD: 10.11123.37	BROCA 3,7 MM X.110MM, COD: 10.11124.37	BROCA 3,7 MM X 120MM, COD: 10.11125.37	BROCA 3,7 MM X.130MM, COD: 10.11126.37
BROCA 3,7 MM X 140MM, COD: 10.11127.37	BROCA 3,7 MM X 150MM, COD: 10.11128.37	BROCA 3,7 MM X.160MM, COD: 10.11129.37	BROCA 3,7 MM X 170MM, COD: 10.11130.37
BROCA 3,7 MM X 180MM, COD: 10.11131.37	BROCA 3,7 MM X 190MM, COD: 10.11132.37	BROCA 3,7 MM X 200MM, COD: 10.11133.37	BROCA 3,7 MM X 210MM, COD: 10.11134.37
BROCA 3,7 MM X 220MM, COD: 10.11135.37	BROCA 3,7 MM X 230MM, COD: 10.11136.37	BROCA 3,7 MM X 240MM, COD: 10.11137.37	BROCA 3,7 MM X 250MM, COD: 10.11138.37
BROCA 3,7 MM X 260MM, COD: 10.11139.37	BROCA 3,7 MM X 270MM, COD: 10.11140.37	BROCA 3,7 MM X 290MM, COD: 10.11141.37	BROCA 3,7 MM X 300MM, COD: 10.11142.37
BROCA 4,3MM X 70 MM, COD: 10.11143.43	BROCA 4,3MM X 80 MM, COD: 10.11144.43	BROCA 4,3MM X 90 MM, COD: 10.11145.43	BROCA 4,3MM X 100 MM, COD: 10.11146.43
BROCA 4,3MM X.110 MM, COD: 10.11147.43	BROCA 4,3MM X 120 MM, COD: 10.11148.43	BROCA 4,3MM X.130 MM, COD: 10.11149.43	BROCA 4,3MM X 140 MM, COD: 10.11150.43
BROCA 4,3MM X 150 MM, COD: 10.11151.43	BROCA 4,3MM X.160 MM, COD: 10.11152.43	BROCA 4,3MM X 170 MM, COD: 10.11153.43	BROCA 4,3MM X 180 MM, COD: 10.11154.43
BROCA 4,3MM X 190 MM, COD: 10.11155.43	BROCA 4,3MM X 200 MM, COD: 10.11156.43	BROCA 4,3MM X 210 MM, COD: 10.11157.43	BROCA 4,3MM X 220 MM, COD: 10.11158.43
BROCA 4,3MM X 230 MM, COD: 10.11159.43	BROCA 4,3MM X 240 MM, COD: 10.11160.43	BROCA 4,3MM X 250 MM, COD: 10.11161.43	BROCA 4,3MM X 260 MM, COD: 10.11162.43
BROCA 4,3MM X 270 MM, COD: 10.11163.43	BROCA 4,3MM X 280 MM, COD: 10.11164.43	BROCA 4,3MM X 290 MM, COD: 10.11165.43	BROCA 4,3MM X 300 MM, COD: 10.11166.43
BROCA 4,5 MM X 70 MM, COD: 10.11167.45	BROCA 4,5 MM X 80 MM, COD: 10.11168.45	BROCA 4,5 MM X 90 MM, COD: 10.11169.45	BROCA 4,5 MM X 100 MM, COD: 10.11170.45
BROCA 4,5 MM X.110 MM, COD: 10.11171.45	BROCA 4,5 MM X 120 MM, COD: 10.11172.45	BROCA 4,5 MM X.130 MM, COD: 10.11173.45	BROCA 4,5 MM X 140 MM, COD: 10.11174.45
BROCA 4,5 MM X 150 MM, COD: 10.11175.45	BROCA 4,5 MM X.160 MM, COD: 10.11176.45	BROCA 4,5 MM X 170 MM, COD: 10.11177.45	BROCA 4,5 MM X 180 MM, COD: 10.11178.45
BROCA 4,5 MM X 190 MM, COD: 10.11179.45	BROCA 4,5 MM X 200 MM, COD: 10.11180.45	BROCA 4,5 MM X 210 MM, COD: 10.11181.45	BROCA 4,5 MM X 220 MM, COD: 10.11182.45
BROCA 4,5 MM X 230 MM, COD: 10.11183.45	BROCA 4,5 MM X 240 MM, COD: 10.11184.45	BROCA 4,5 MM X 250 MM, COD: 10.11185.45	BROCA 4,5 MM X 260 MM, COD: 10.11186.45
BROCA 4,5 MM X 270 MM, COD: 10.11187.45	BROCA 4,5 MM X 280 MM, COD: 10.11188.45	BROCA 4,5 MM X 290 MM, COD: 10.11189.45	BROCA 4,5 MM X 300 MM, COD: 10.11190.45
BROCA 4,7 MM X 70 MM, COD: 10.11191.47	BROCA 4,7 MM X 80 MM, COD: 10.11192.47	BROCA 4,7 MM X 90 MM, COD: 10.11193.47	BROCA 4,7 MM X 100 MM, COD: 10.11194.47
BROCA 4,7 MM X.110 MM, COD: 10.11195.47	BROCA 4,7 MM X 120 MM, COD: 10.11196.47	BROCA 4,7 MM X.130 MM, COD: 10.11197.47	BROCA 4,7 MM X 140 MM, COD: 10.11198.47
BROCA 4,7 MM X 150 MM, COD: 10.11199.47	BROCA 4,7 MM X.160 MM, COD: 10.11200.47	BROCA 4,7 MM X 170 MM, COD: 10.11201.47	BROCA 4,7 MM X 180 MM, COD: 10.11202.47
BROCA 4,7 MM X 190 MM, COD: 10.11203.47	BROCA 4,7 MM X 200 MM, COD: 10.11204.47	BROCA 4,7 MM X 210 MM, COD: 10.11205.47	BROCA 4,7 MM X 220 MM, COD: 10.11206.47
BROCA 4,7 MM X 230 MM, COD: 10.11207.47	BROCA 4,7 MM X 240 MM, COD: 10.11208.47	BROCA 4,7 MM X 250 MM, COD: 10.11209.47	BROCA 4,7 MM X 260 MM, COD: 10.11210.47
BROCA 4,7 MM X 270 MM, COD: 10.11211.47	BROCA 4,7 MM X 290 MM, COD: 10.11212.47	BROCA 4,7 MM X 300 MM, COD: 10.11213.47	BROCA Ø 1,0 X STOP 4MM X COMPRIMENTO 50 ENGATE J, COD: 10.11214.10
BROCA Ø 1,0 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE J, COD: 10.11215.10	BROCA Ø 1,2 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE J, COD: 10.11216.12	BROCA Ø 1,5 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE J, COD: 10.11217.15	BROCA Ø 1,8 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE J, COD: 10.11218.18
BROCA Ø 1,9 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE J, COD: 10.11219.19	BROCA Ø 1,0 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE H, COD: 10.11220.10	BROCA Ø 1,1 X STOP 22MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE H, COD: 10.11221.10	BROCA Ø 1,2 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE H, COD: 10.11222.12
BROCA Ø 1,5 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE H, COD: 10.11223.15	BROCA Ø 1,8 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE H, COD: 10.11224.18	BROCA Ø 1,9 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE H, COD: 10.11225.19	BROCA Ø 1,0 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE MID, COD: 10.11215.10
BROCA Ø 1,2 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE MID, COD: 10.11221.12	BROCA Ø 1,5 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE MID, COD: 10.11226.15	BROCA Ø 1,8 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE MID, COD: 10.11227.18	BROCA Ø 1,9 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE MID, COD: 10.11228.19
BROCA Ø 1,0 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE J, COD: 10.11229.10	BROCA Ø 1,0 X STOP 4MM X COMPRIMENTO 50 ENGATE LISO, COD: 10.11235.10	BROCA Ø 1,0 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE LISO, COD: 10.11230.10	BROCA Ø 1,2 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE LISO, COD: 10.11231.12
BROCA Ø 1,5 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE LISO, COD: 10.11232.15	BROCA Ø 1,8 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE LISO, COD: 10.11233.18	BROCA Ø 1,9 X STOP 9MM X COMPRIMENTO 120 ENGATE LISO, COD: 10.11234.19	FRESA LINDEMANN 2,0 X 50 MM COM ENGATE COD: 10.11274.050
FRESA LINDEMANN 2,0 X 55 MM COM ENGATE COD: 10.11275.055	FRESA LINDEMANN 2,0 X 60 MM COM ENGATE COD: 10.11276.060	FRESA LINDEMANN 2,0 X 65 MM COM ENGATE COD: 10.11277.065	FRESA LINDEMANN 2,0 X 70 MM COM ENGATE COD: 10.11278.070
FRESA LINDEMANN 2,0 X 75 MM COM ENGATE COD: 10.11279.075	FRESA LINDEMANN 2,0 X 80 MM COM ENGATE COD: 10.11280.080	FRESA LINDEMANN 2,0 X 85 MM COM ENGATE COD: 10.11281.085	FRESA LINDEMANN 2,0 X 90 MM COM ENGATE COD: 10.11282.090

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

FRESA LINDEMANN 3,9 X 95 MM SEM ENGATE COD: 10.11861.095	FRESA LINDEMANN 3,9 X 100 MM SEM ENGATE COD: 10.11862.100	FRESA LINDEMANN 3,9 X 105 MM SEM ENGATE COD: 10.11863.105	FRESA LINDEMANN 3,9 X.110 MM SEM ENGATE COD: 10.11864.110
FRESA LINDEMANN 3,9 X.115 MM SEM ENGATE COD: 10.11865.115	FRESA LINDEMANN 3,9 X 120 MM SEM ENGATE COD: 10.11866.120	FRESA LINDEMANN 3,9 X 125 MM SEM ENGATE COD: 10.11867.125	FRESA LINDEMANN 3,9 X.130 MM SEM ENGATE COD: 10.11868.130
FRESA LINDEMANN 4,0 X 50 MM SEM ENGATE COD: 10.11869.050	FRESA LINDEMANN 4,0 X 55 MM SEM ENGATE COD: 10.11870.055	FRESA LINDEMANN 4,0 X 60 MM SEM ENGATE COD: 10.11871.060	FRESA LINDEMANN 4,0 X 65 MM SEM ENGATE COD: 10.11872.065
FRESA LINDEMANN 4,0 X 70 MM SEM ENGATE COD: 10.11873.070	FRESA LINDEMANN 4,0 X 75 MM SEM ENGATE COD: 10.11874.075	FRESA LINDEMANN 4,0 X 80 MM SEM ENGATE COD: 10.11875.080	FRESA LINDEMANN 4,0 X 85 MM SEM ENGATE COD: 10.11876.085
FRESA LINDEMANN 4,0 X 90 MM SEM ENGATE COD: 10.11877.090	FRESA LINDEMANN 4,0 X 95 MM SEM ENGATE COD: 10.11878.095	FRESA LINDEMANN 4,0 X 100 MM SEM ENGATE COD: 10.11879.100	FRESA LINDEMANN 4,0 X 105 MM SEM ENGATE COD: 10.11880.105
FRESA LINDEMANN 4,0 X.110 MM SEM ENGATE COD: 10.11881.110	FRESA LINDEMANN 4,0 X.115 MM SEM ENGATE COD: 10.11882.115	FRESA LINDEMANN 4,0 X 120 MM SEM ENGATE COD: 10.11883.120	FRESA LINDEMANN 4,0 X 125 MM SEM ENGATE COD: 10.11884.125
FRESA LINDEMANN 4,0 X.130 MM SEM ENGATE COD: 10.11885.130	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 40MM, COD: 10.11886.40	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 45MM, COD: 10.11887.45	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 50MM, COD: 10.11888.50
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 55MM, COD: 10.11889.55	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 60MM, COD: 10.11890.60	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 65MM, COD: 10.11891.65	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 70MM, COD: 10.11892.70
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 75MM, COD: 10.11893.75	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 80MM, COD: 10.11894.80	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 85MM, COD: 10.11895.85	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 90MM, COD: 10.11896.90
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 95MM, COD: 10.11897.95	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,7 X 100MM, COD: 10.11898.100	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 40MM, COD: 10.11899.40	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 45MM, COD: 10.11900.45
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 50MM, COD: 10.11901.50	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 55MM, COD: 10.11902.55	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 60MM, COD: 10.11903.60	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 65MM, COD: 10.11904.65
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 70MM, COD: 10.11905.70	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 75MM, COD: 10.11906.75	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 80MM, COD: 10.11907.80	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 85MM, COD: 10.11908.85
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 90MM, COD: 10.11909.90	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 95MM, COD: 10.11910.95	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 3,9 X 100MM, COD: 10.11911.100	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 40MM, COD: 10.11912.40
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 45MM, COD: 10.11913.45	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 50MM, COD: 10.11914.50	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 55MM, COD: 10.11915.55	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 60MM, COD: 10.11916.60
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 65MM, COD: 10.11917.65	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 70MM, COD: 10.11918.70	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 75MM, COD: 10.11919.75	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 80MM, COD: 10.11920.80
FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 85MM, COD: 10.11921.85	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 90MM, COD: 10.11922.90	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 95MM, COD: 10.11923.95	FRESA CÔNICA DE DESBASTE 4,1 X 100MM, COD: 10.11924.100
FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 45MM, COD: 10.11925.45	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 50MM, COD: 10.11926.50	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 55MM, COD: 10.11927.55	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 60MM, COD: 10.11928.60
FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 65MM, COD: 10.11929.65	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 70MM, COD: 10.11930.70	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 75MM, COD: 10.11931.75	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 80MM, COD: 10.11932.80
FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 85MM, COD: 10.11933.85	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 90MM, COD: 10.11934.90	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 95MM, COD: 10.11935.95	FRESA CÔNICA DE CORTE 701 X 100MM, COD: 10.11936.100
FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 45MM, COD: 10.11937.45	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 50MM, COD: 10.11938.50	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 55MM, COD: 10.11939.55	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 60MM, COD: 10.11940.60
FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 65MM, COD: 10.11941.65	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 70MM, COD: 10.11942.70	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 75MM, COD: 10.11943.75	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 80MM, COD: 10.11944.80
FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 85MM, COD: 10.11945.85	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 90MM, COD: 10.11946.90	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 95MM, COD: 10.11947.95	FRESA CÔNICA DE CORTE 702 X 100MM, COD: 10.11948.100
FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 45MM, COD: 10.11949.45	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 50MM, COD: 10.11950.50	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 55MM, COD: 10.11951.55	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 60MM, COD: 10.11952.60
FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 65MM, COD: 10.11953.65	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 70MM, COD: 10.11954.70	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 75MM, COD: 10.11955.75	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 80MM, COD: 10.11956.80
FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 85MM, COD: 10.11957.85	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 90MM, COD: 10.11958.90	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 95MM, COD: 10.11959.95	FRESA CÔNICA DE CORTE 703 X 100MM, COD: 10.11960.100
FRESA CANULADA 5 X 180MM, COD: 10.11961.180	FRESA CANULADA 5 X 190MM, COD: 10.11962.190	FRESA CANULADA 5 X 200MM, COD: 10.11963.200	FRESA CANULADA 5 X 210MM, COD: 10.11964.210
FRESA CANULADA 5 X 220MM, COD: 10.11965.220	FRESA CANULADA 5 X 230MM, COD: 10.11966.230	FRESA CANULADA 5 X 240MM, COD: 10.11967.240	FRESA CANULADA 5 X 250MM, COD: 10.11968.250
FRESA CANULADA 5 X 260MM, COD: 10.11969.260	FRESA CANULADA 5 X 270MM, COD: 10.11970.270	FRESA CANULADA 5 X 280MM, COD: 10.11971.280	FRESA CANULADA 5 X 290MM, COD: 10.11972.290
FRESA CANULADA 5 X 300MM, COD: 10.11973.300	FRESA CANULADA 6 X 180MM, COD: 10.11974.180	FRESA CANULADA 6 X 190MM, COD: 10.11975.190	FRESA CANULADA 6 X 200MM, COD: 10.11976.200
FRESA CANULADA 6 X 210MM, COD: 10.11977.210	FRESA CANULADA 6 X 220MM, COD: 10.11978.220	FRESA CANULADA 6 X 230MM, COD: 10.11979.230	FRESA CANULADA 6 X 240MM, COD: 10.11980.240
FRESA CANULADA 6 X 250MM, COD: 10.11981.250	FRESA CANULADA 6 X 260MM, COD: 10.11982.260	FRESA CANULADA 6 X 270MM, COD: 10.11983.270	FRESA CANULADA 6 X 280MM, COD: 10.11984.280
FRESA CANULADA 6 X 290MM, COD: 10.11985.290	FRESA CANULADA 6 X 300MM, COD: 10.11986.300	FRESA CANULADA 7 X 180MM, COD: 10.11987.180	FRESA CANULADA 7 X 190MM, COD: 10.11988.190
FRESA CANULADA 7 X 200MM, COD: 10.11989.200	FRESA CANULADA 7 X 210MM, COD: 10.11990.210	FRESA CANULADA 7 X 220MM, COD: 10.11991.220	FRESA CANULADA 7 X 230MM, COD: 10.11992.230
FRESA CANULADA 7 X 240MM, COD: 10.11993.240	FRESA CANULADA 7 X 250MM, COD: 10.11994.250	FRESA CANULADA 7 X 260MM, COD: 10.11995.260	FRESA CANULADA 7 X 270MM, COD: 10.11996.270

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

FRESA CANULADA 7 X 280MM, COD: 10.11997.280	FRESA CANULADA 7 X 290MM, COD: 10.11998.290	FRESA CANULADA 7 X 300MM, COD: 10.11999.300	FRESA CANULADA 8 X 180MM, COD: 10.12000.180
FRESA CANULADA 8 X 190MM, COD: 10.12001.190	FRESA CANULADA 8 X 200MM, COD: 10.12002.200	FRESA CANULADA 8 X 210MM, COD: 10.12003.210	FRESA CANULADA 8 X 220MM, COD: 10.12004.220
FRESA CANULADA 8 X 230MM, COD: 10.12005.230	FRESA CANULADA 8 X 240MM, COD: 10.12006.240	FRESA CANULADA 8 X 250MM, COD: 10.12007.250	FRESA CANULADA 8 X 260MM, COD: 10.12008.260
FRESA CANULADA 8 X 270MM, COD: 10.12009.270	FRESA CANULADA 8 X 280MM, COD: 10.12010.280	FRESA CANULADA 8 X 290MM, COD: 10.12011.290	FRESA CANULADA 8 X 300MM, COD: 10.12012.300
FRESA CANULADA 9 X 180MM, COD: 10.12013.180	FRESA CANULADA 9 X 190MM, COD: 10.12014.190	FRESA CANULADA 9 X 200MM, COD: 10.12015.200	FRESA CANULADA 9 X 210MM, COD: 10.12016.210
FRESA CANULADA 9 X 220MM, COD: 10.12017.220	FRESA CANULADA 9 X 230MM, COD: 10.12018.230	FRESA CANULADA 9 X 240MM, COD: 10.12019.240	FRESA CANULADA 9 X 250MM, COD: 10.12020.250
FRESA CANULADA 9 X 260MM, COD: 10.12021.260	FRESA CANULADA 9 X 270MM, COD: 10.12022.270	FRESA CANULADA 9 X 280MM, COD: 10.12023.280	FRESA CANULADA 9 X 290MM, COD: 10.12024.290
FRESA CANULADA 9 X 300MM, COD: 10.12025.300	FRESA CANULADA 10 X 180MM, COD: 10.12026.180	FRESA CANULADA 10 X 190MM, COD: 10.12027.190	FRESA CANULADA 10 X 200MM, COD: 10.12028.200
FRESA CANULADA 10 X 210MM, COD: 10.12029.210	FRESA CANULADA 10 X 220MM, COD: 10.12030.220	FRESA CANULADA 10 X 230MM, COD: 10.12031.230	FRESA CANULADA 10 X 240MM, COD: 10.12032.240
FRESA CANULADA 10 X 250MM, COD: 10.12033.250	FRESA CANULADA 10 X 260MM, COD: 10.12034.260	FRESA CANULADA 10 X 270MM, COD: 10.12035.270	FRESA CANULADA 10 X 280MM, COD: 10.12036.280
FRESA CANULADA 10 X 290MM, COD: 10.12037.290	FRESA CANULADA 10 X 300MM, COD: 10.12038.300	FRESA CANULADA.11 X 180MM, COD: 10.12039.180	FRESA CANULADA.11 X 190MM, COD: 10.12040.190
FRESA CANULADA.11 X 200MM, COD: 10.12041.200	FRESA CANULADA.11 X 210MM, COD: 10.12042.210	FRESA CANULADA.11 X 220MM, COD: 10.12043.220	FRESA CANULADA.11 X 230MM, COD: 10.12044.230
FRESA CANULADA.11 X 240MM, COD: 10.12045.240	FRESA CANULADA.11 X 250MM, COD: 10.12046.250	FRESA CANULADA.11 X 260MM, COD: 10.12047.260	FRESA CANULADA.11 X 270MM, COD: 10.12048.270
FRESA CANULADA.11 X 280MM, COD: 10.12049.280	FRESA CANULADA.11 X 290MM, COD: 10.12050.290	FRESA CANULADA.11 X 300MM, COD: 10.12051.300	FRESA CANULADA 12 X 180MM, COD: 10.12052.180
FRESA CANULADA 12 X 190MM, COD: 10.12053.190	FRESA CANULADA 12 X 200MM, COD: 10.12054.200	FRESA CANULADA 12 X 210MM, COD: 10.12055.210	FRESA CANULADA 12 X 220MM, COD: 10.12056.220
FRESA CANULADA 12 X 230MM, COD: 10.12057.230	FRESA CANULADA 12 X 240MM, COD: 10.12058.240	FRESA CANULADA 12 X 250MM, COD: 10.12059.250	FRESA CANULADA 12 X 260MM, COD: 10.12060.260
FRESA CANULADA 12 X 270MM, COD: 10.12061.270	FRESA CANULADA 12 X 280MM, COD: 10.12062.280	FRESA CANULADA 12 X 290MM, COD: 10.12063.290	FRESA CANULADA 12 X 300MM, COD: 10.12064.300
FRESA CANULADA.13 X 180MM, COD: 10.12065.180	FRESA CANULADA.13 X 190MM, COD: 10.12066.190	FRESA CANULADA.13 X 200MM, COD: 10.12067.200	FRESA CANULADA.13 X 210MM, COD: 10.12068.210
FRESA CANULADA.13 X 220MM, COD: 10.12069.220	FRESA CANULADA.13 X 230MM, COD: 10.12070.230	FRESA CANULADA.13 X 240MM, COD: 10.12071.240	FRESA CANULADA.13 X 250MM, COD: 10.12072.250
FRESA CANULADA.13 X 260MM, COD: 10.12073.260	FRESA CANULADA.13 X 270MM, COD: 10.12074.270	FRESA CANULADA.13 X 280MM, COD: 10.12075.280	FRESA CANULADA.13 X 290MM, COD: 10.12076.290
FRESA CANULADA.13 X 300MM, COD: 10.12077.300	FRESA CANULADA 14 X 180MM, COD: 10.12078.180	FRESA CANULADA 14 X 190MM, COD: 10.12079.190	FRESA CANULADA 14 X 200MM, COD: 10.12080.200
FRESA CANULADA 14 X 210MM, COD: 10.12081.210	FRESA CANULADA 14 X 220MM, COD: 10.12082.220	FRESA CANULADA 14 X 230MM, COD: 10.12083.230	FRESA CANULADA 14 X 240MM, COD: 10.12084.240
FRESA CANULADA 14 X 250MM, COD: 10.12085.250	FRESA CANULADA 14 X 260MM, COD: 10.12086.260	FRESA CANULADA 14 X 270MM, COD: 10.12087.270	FRESA CANULADA 14 X 280MM, COD: 10.12088.280
FRESA CANULADA 14 X 290MM, COD: 10.12089.290	FRESA CANULADA 14 X 300MM, COD: 10.12090.300	FRESA CANULADA 15 X 180MM, COD: 10.12091.180	FRESA CANULADA 15 X 190MM, COD: 10.12092.190
FRESA CANULADA 15 X 200MM, COD: 10.12093.200	FRESA CANULADA 15 X 210MM, COD: 10.12094.210	FRESA CANULADA 15 X 220MM, COD: 10.12095.220	FRESA CANULADA 15 X 230MM, COD: 10.12096.230
FRESA CANULADA 15 X 240MM, COD: 10.12097.240	FRESA CANULADA 15 X 250MM, COD: 10.12098.250	FRESA CANULADA 15 X 260MM, COD: 10.12099.260	FRESA CANULADA 15 X 270MM, COD: 10.12100.270
FRESA CANULADA 15 X 280MM, COD: 10.12101.280	FRESA CANULADA 15 X 290MM, COD: 10.12102.290	FRESA CANULADA 15 X 300MM, COD: 10.12103.300	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,0 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12104.40
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,5 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12105.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,0 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12106.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,4 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12107.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,5 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12108.40
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,0 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12109.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,5 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12110.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,0 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12111.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,5 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12112.40
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 5,0 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12113.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 5,5 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12114.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,0 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12115.40	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,5 X 40MM ENGATE LISO, COD: 20. 12116.40
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,0 X 45MM ENGATE LISO, COD: 20.12117.45	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,5 X 45MM ENGATE LISO, COD: 20.12118.45	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,0 X 45MM ENGATE LISO, COD: 20.12119.45	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,4 X 45MM ENGATE LISO, COD: 20.12120.45
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,5 X 45MM ENGATE LISO, COD: 20.12121.45	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,0 X 45MM ENGATE LISO, COD: 20.12122.45	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,5 X 45MM ENGATE LISO, COD: 20.12123.45	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,0 X 45MM ENGATE LISO, COD: 20.12124.45

INSTRUÇÃO DE USO - INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADOS CORTANTES ESTÉRIL - TECH TOOLS

FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,5 X 75MM ENGATE MID, COD: 20.12493.75	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,0 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12494.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,5 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12495.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,0 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12496.85
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,4 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12497.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,5 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12498.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,0 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12499.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,5 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12500.85
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,0 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12501.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,5 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12502.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 5,0 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12503.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 5,5 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12504.85
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,0 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12505.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,5 X 85MM ENGATE MID, COD: 20.12506.85	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,0 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12507.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,5 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12508.105
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,0 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12509.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,4 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12510.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,5 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12511.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,0 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12512.105
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,5 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12513.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,0 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12514.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,5 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12515.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 5,0 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12516.105
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 5,5 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12517.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,0 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12518.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,5 X 105MM ENGATE MID, COD: 20.12519.105	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,0 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12520.110
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 1,5 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12521.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,0 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12522.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,4 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12523.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 2,5 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12524.110
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,0 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12525.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 3,5 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12526.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,0 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12527.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 4,5 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12528.110
FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 5,0 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12529.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 5,5 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12530.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,0 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12531.110	FRESA CILÍNDRICA CORTANTE 6,5 X 100MM ENGATE MID, COD: 20.12532.110
FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 45MM COM ENGATE COD: 10.12533.45	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 45MM COM ENGATE COD: 10.12540.45	FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 50 MM COM ENGATE COD: 10.12534.50	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 50 MM COM ENGATE COD: 10.12541.50
FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 60 MM COM ENGATE COD: 10.12535.60	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 60 MM COM ENGATE COD: 10.12542.60	FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 70 MM COM ENGATE COD: 10.12536.70	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 70 MM COM ENGATE COD: 10.12543.70
FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 80 MM COM ENGATE COD: 10.12537.80	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 80 MM COM ENGATE COD: 10.12544.80	FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 90 MM COM ENGATE COD: 10.12538.90	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 90 MM COM ENGATE COD: 10.12545.90
FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 100 MM COM ENGATE COD: 10.12539.100	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 100 MM COM ENGATE COD: 10.12546.100	FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 45MM SEM ENGATE COD: 10.12547.45	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 45MM SEM ENGATE COD: 10.12554.45
FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 50 MM SEM ENGATE COD: 10.12548.50	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 50 MM SEM ENGATE COD: 10.12555.50	FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 60 MM SEM ENGATE COD: 10.12549.60	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 60 MM SEM ENGATE COD: 10.12556.60
FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 70 MM SEM ENGATE COD: 10.12550.70	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 70 MM SEM ENGATE COD: 10.12557.70	FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 80 MM SEM ENGATE COD: 10.12551.80	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 80 MM SEM ENGATE COD: 10.12558.80
FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 90 MM SEM ENGATE COD: 10.12552.90	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 90 MM SEM ENGATE COD: 10.12559.90	FRESA DE CORTE LATERAL 1,2 X 100 MM SEM ENGATE COD: 10.12553.100	FRESA DE CORTE LATERAL 1,6 X 100 MM SEM ENGATE COD: 10.12560.100
BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 25 x 190 CÓDIGO: 20.4680.190	BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 30 x 190 CÓDIGO: 20.4681.190	BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 35 x 190 CÓDIGO: 20.4682.190	BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 40 x 190 CÓDIGO: 20.4683.190
BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 45 x 190 CÓDIGO: 20.4684.190	BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 25 x 190 ENGATE RÁPIDO CÓDIGO: 20.4685.190	BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 30 x 190 ENGATE RÁPIDO CÓDIGO: 20.4686.190	BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 35 x 190 ENGATE RÁPIDO CÓDIGO: 20.4687.190
BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 40 x 190 ENGATE RÁPIDO CÓDIGO: 20.4688.190	BROCA FLEXÍVEL 3,8 mm x 45 x 190 ENGATE RÁPIDO CÓDIGO: 20.4689.190	BROCA 1,2 x 70 mm COD: 10.1210.070	BROCA 1,2 x 80 mm COD: 10.1210.080
BROCA 1,2 x 90 mm COD: 10.1210.090	BROCA 1,2 x 100 mm COD: 10.1210.100	BROCA 1,2 x 110 mm COD: 10.1210.110	BROCA 1,2 x 120 mm COD: 10.1210.120
BROCA 1,2 x 130 mm COD: 10.1210.130	BROCA 1,2 x 140 mm COD: 10.1210.140	BROCA 1,2 x 150 mm COD: 10.1210.150	FRESA HALLEY 1,9 mm x 80 mm CODIGO: 20.4800.080
FRESA HALLEY 2,4 mm x 80 mm CODIGO: 20.4801.080	FRESA HALLEY 3,1 mm x 80 mm CODIGO: 20.4802.080	FRESA HALLEY 3,6 mm x 80 mm CODIGO: 20.4803.080	FRESA HALLEY 4,1 mm x 80 mm CODIGO: 20.4804.080
FRESA HALLEY 4,6 mm x 80 mm CODIGO: 20.4805.080	FRESA HALLEY 5,1 mm x 80 mm CODIGO: 20.4806.080	FRESA HALLEY CONICA 1,9 mm x 80 mm CODIGO: 20.4807.080	FRESA HALLEY CONICA 2,4 mm x 80 mm CODIGO: 20.4808.080
FRESA HALLEY CONICA 3,1 mm x 80 mm CODIGO: 20.4809.080	FRESA HALLEY CONICA 3,6 mm x 80 mm CODIGO: 20.4810.080	FRESA HALLEY CONICA 4,1 mm x 80 mm CODIGO: 20.4811.080	FRESA HALLEY CONICA 4,6 mm x 80 mm CODIGO: 20.4812.080

Definição dos símbolos utilizados nos rótulos e instruções de uso



Código do produto



Código de lote



Quantidade



Data de fabricação



Data de validade



Atenção, consultar documentos
acompanhantes



Não usar se a
embalagem estiver
danificada



Produto de uso único –
Não reutilizar



Esterilizado por óxido de etileno



Manter ao abrigo do sol



Manter seco



Ver instruções de uso



Fabricante